



PAD IMPRÉGNÉ D'ALCOOL 70%

(GB) 70% VOL. ALCOHOL PREP PAD

(NL) PAD GEDRENKT IN ALCOHOL 70%

(E) ALMOHADILLA HUMEDECIDA CON ALCOHOL AL 70%

CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Pad alcool (23055)
Colisage	Boîte de 100 sachets
Poids du colisage	9 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	40 * 29 * 29
Nb total de produit par palette	4000 boîtes de 100 pads
Poids total palette (hors palette)	360 kg
Dimension totale hors palette	120 * 160 * 80

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
23060	Sachet	2 ml	60 mm	80 mm
23055	Etui 100 pads	•	95 mm	52 mm
4154	Pulvérisateur	50 ml	36 mm	105 mm
4054	Aérosol	110 ml	35 mm	155 mm
4254	Pulvérisateur	100 ml	40 mm	150 mm
24051	Flacon pompe dish	250 ml	55 mm	165 mm
24055	Recharge	500 ml	60 mm	205 mm
24054	Flacon	500 ml	60 mm	205 mm
24059	Flacon	1L	85 mm	265 mm
24056	Bidon	2L	135 mm	210 mm
24057	Bidon	5L	•	•

Présentation

L'alcool isopropylique est un assainissant corporel. Il s'applique sur peau saine. Ne contient pas de camphre, il est exempt de contre-indications. Notre version pad est particulièrement destinée à préparer la peau avant injection. Conditionné en boîte de 100 tampons prêts à l'emploi.

- Tampon de préparation de la peau avant injection
- Etui de 100 tampons prêts à l'emploi, pratiques, version économique
- Dispositif médical avec marquage CE



COMPOSITION : Isopropyl alcohol 70%, aqua 30%

MODE D'EMPLOI : Ouvrir le sachet, appliquer sur la zone à traiter. Usage unique.

PRÉCAUTIONS : ATTENTION : Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le jet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. Stocker à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Eliminer l'emballage vide ou le produit non utilisé conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination des déchets. Dans le second cas, le recyclage de l'emballage sera proscrit. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.